

Anti-Phospho-Irf3 (Ser386) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14653

Artikelnummer: CM0000573



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Phospho-IRF3 (Ser386) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Erkennt humanes IRF3, das an Ser386 phosphoryliert ist, einen Schlüsselregulator der antiviralen angeborenen Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRF3-S386 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3661
Gen-ID	3661
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S386 von humanem IRF3 (Q14653).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14653
Proteingewicht	47kDa
Versand	Kühltasche