

Anti-Phospho-Irs1-S636 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P35568

Artikelnummer: CM0000490



Einführung

Phospho-IRS1-S636 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot bei Mensch und Maus. Ziel ist IRS1, ein zentraler Insulin-Signaladapter; die Phosphorylierung an Serin 636 moduliert die Wegaktivität. Geeignet für Diabetes- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRS1-S636 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636
Spezies	Mensch
GenID	3667
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S636 von humanem IRS1 entspricht (Synthetisches Peptid)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35568
Proteingewicht	132kDa
Versand	Eisbeutel