

Anti-Phospho-Jak2 (Y1007) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0001102



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der phosphoryliertes JAK2 an Tyrosin 1007 erkennt, validiert für WB und ELISA in Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von JAK/STAT-Signalwegen, Zytokin-Pfaden und Chromatin-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JAK2-Y1007 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3717
GeneID	3717
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1007 von humanem JAK2 (NP_004963.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60674
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel