

Anti-Phospho-Jak2-Y1007 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - O60674

Artikelnummer: CM0000991



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für JAK2, das an Tyr1007 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, reagiert mit humanem und murinem JAK2. Ideal für die Untersuchung von JAK-STAT-Signalwegen, Zytokinantworten und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-JAK2-Y1007 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007
Spezies	Human
GeneID (Human)	3717
GeneID	3717
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1007 von humanem JAK2 (NP_004963.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O60674
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eistasche