

Anti-Phospho-Jak2 (Y1007/1008) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0001210



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes JAK2 (Y1007/1008). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Zytokin-Signalisierung und Hämatopoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JAK2-Y1007/1008 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JTK10; Phospho-JAK2-Y1007/1008
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3717
GenID	3717
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1007 & Y1008 von menschlichem JAK2 (NP_004963.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60674
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel