

Anti-Phospho-Jnk1/2/3 (T183/T183/T221) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Artikelnummer: CM0001380



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper, der an T183/T183/T221 phosphoryliertes JNK1/2/3 erkennt. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der JNK-vermittelten Stresssignalisierung, Apoptose und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JNK1/JNK2/JNK3; Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5599/5601/5602
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T183 von humanem JNK1 (P45983).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45983/P45984/P53779
Proteinmasse	35 kDa/44 kDa/48 kDa/27 kDa/52 kDa
Versand	Eisbeutel