


Anti-Phospho-JunD (S255) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17535

Artikelnummer: CM0001001



Einführung

Phospho-JunD (S255) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines phosphoryliertes JunD. Ideal für die AP-1-Signalwegforschung. - P17535

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JunD-S255 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; Phospho-JunD-S255
Spezies	Mensch
GenID	3727
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S255 von humanem JunD (P17535).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P17535
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel