


Anti-Phospho-JunD-S255 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Artikelnummer: CM0000464



Einführung

Phospho-JunD-S255 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-JunD, phosphoryliert bei S255 (~35 kDa), einen nukleären Transkriptionsfaktor des AP-1-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JunD-S255 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; Phospho-JunD-S255
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3727
GenID	3727
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S255 von menschlichem Phospho-JunD-S255 (NP_005345.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P17535
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel