


Anti-Phospho-Kap1/Trim28-S824 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13263

Artikelnummer: CM0001256



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRIM28 (KAP-1) phosphoryliert an Ser-824 für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines TRIM28, einen Transkriptionsrepressor und E3-Ligase, die an Chromatinregulation und genomische Stabilität beteiligt ist. Ideal für Signal- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-KAP1/TRIM28-S824 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Phospho-KAP1/TRIM28-S824
Spezies	Mensch
Gen-ID	10155
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S824 von humanem KAP1/TRIM28 (NP_005753.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13263
Proteingewicht	79kDa/89kDa
Versand	Eisbeutel