

Anti-Phospho-Kras-S89 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Artikelnummer: CM0001852



Einführung

Phospho-KRAS-S89 Kaninchen pAb erkennt KRAS, phosphoryliert an Serin 89. Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Krebs-Signalwegsforschung und Onkogen-Studien. Einfache Beschaffung aus einer Hand bei CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-KRAS-S89 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3845
Gen-ID	3845
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S89 von humanem KRAS (NP_001356715.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01116
Proteinmasse	22kDa
Versand	Eisbeutel