

Anti-Phospho-Limk2-T505 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und If/Icc - P53671

Artikelnummer: CM0001824



Einführung

Hochspezifischer phospho-spezifischer Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen LIMK2 an T505, validiert für Western Blot und Immunfluoreszenz in humanen, murinen und Rattensamples. Essentiell für die Erforschung der Aktindynamik und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-LIMK2-T505 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIMK2; Phospho-LIMK2-T505
Spezies	Human
GeneID (Human)	3985
GeneID	3985
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Regionen um T505 von humanem LIMK2 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P53671
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eistasche