


Anti-Phospho-Lrp6 (S1490) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75581

Artikelnummer: CM0001778



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes LRP6 an Ser1490, für WB- und ELISA-Anwendungen. LRP6 ist ein Wnt-Korezeptor, der am Beta-Catenin-Signalweg beteiligt ist und für Entwicklung und Krankheiten von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-LRP6-S1490 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4040
Gen-ID	4040
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1490 von menschlichem LRP6 (NP_002327.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	O75581
Proteingewicht	180kDa
Versand	Eisbeutel