

## Anti-Phospho-Lrrk2-S935 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5S007

Artikelnummer: CM0001970



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem LRRK2 (Ser935) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Hohe Spezifität, validiert mit synthetischem Phospho-Peptid. Ideal für Parkinson-Krankheit und Neurodegenerationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-LRRK2-S935 Kaninchen mAb                                             |
| Bemerkungen/Alias | PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; Phospho-LRRK2-S935                    |
| Spezies           | Mensch                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 120892                                                                       |
| Immunogen         | Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S935 von humanem LRRK2 (Q5S007) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                    |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                  |
| SWISS             | Q5S007                                                                       |
| Proteingewicht    | 286kDa                                                                       |
| Versand           | Eistasche                                                                    |