

Anti-Phospho-Map2K3-S189/Map2K6-S207 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46734 / P52564

Artikelnummer: CM0001288

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem MAP2K3 (S189) und MAP2K6 (S207) bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von stressaktivierten MAP-Kinase-Kaskaden und die Entwicklung von diagnostischen Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5606/5608
GenID	5606/5608
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46734/P52564
Proteingewicht	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Versand	Eisbeutel