


Anti-Phospho-Map2K4 (S257) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P - P45985

Artikelnummer: CM0001357



Einführung

Phospho-MAP2K4 (S257) Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte Phospho-MAP2K4, eine Schlüssel-JNK/p38-MAPK-Kinase, die an der Stresssignalgebung und Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K4-S257 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6416
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S257 von humanem MAP2K4 (NP_003001.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45985
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel