


Anti-Phospho-Map2K4 (S257/T261) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P45985

Artikelnummer: CM0001436



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der an Ser257 und Thr261 phosphoryliertes MAP2K4 erkennt. Valid für WB und ELISA in humanen, murinen und Rattensamples. Ideal für Stress-Signalweg- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP2K4-S257/T261 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-S257/T261
Spezies	Human
Gen-ID	6416
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S257 & T261 von humanem MAP2K4 (NP_003001.1))
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45985
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel