

Anti-Phospho-Map3K5 (S1033) Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99683

Artikelnummer: CM0000958



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes MAP3K5 (ASK1) an Ser1033. Validiert für WB und ELISA in humanen Proben. Erkennt die stressbezogene Kinase, die an der Apoptose und der MAP-Kinase-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP3K5-S1033 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S1033
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4217
GeneID	4217
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S1033 von humanem MAP3K5 (NP_005914.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99683
Proteingewicht	155 kDa
Versand	Eisbeutel