

Anti-Phospho-Map3K5-T918 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99683

Artikelnummer: CM0001401



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Thr918 von humanem MAP3K5 (ASK1, MEKK5). Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung von Apoptose, oxidativer Stressantwort und MAP-Kinase-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAP3K5-T918 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-T918
Spezies	Mensch
GenID	4217
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99683
Proteingewicht	155kDa
Versand	Eistüte