


Anti-Phospho-Mapk14 (T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Artikelnummer: CM0001706



Einführung

Dieses polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt phosphorylierte p38 MAPKs (MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14) an wichtigen Aktivierungsstellen, mit Anwendungen für WB und ELISA sowie Kreuzreaktivität mit Human und Ratte, ideal für die Untersuchung von Stress-Signalgebung und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 Kaninchen-pAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5600/6300/5603/1432
GenID	5600/6300/5603/1432
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T180 & Y182 von humanem MAPK14MAPK11 (NP_002742.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Versand	Eisbeutel