

Anti-Phospho-Mapkapk-2/Mk2-T334 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P49137

Artikelnummer: CM0000836



Einführung

Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA, der gegen humanes, Maus- und Ratten-MAPKAPK2 gerichtet ist, das an Threonin 334 phosphoryliert ist. Ideal für Studien zu Stresssignalisierung und Zytokinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9261
GenID	9261
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T334 von humanem MAPKAPK2 (NP_116584.2?).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49137
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel