

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Anti-Phospho-Mapkapk2 (T334) Für Wb, Elisa - P49137

Artikelnummer: CM0001195



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen MAPKAPK2 an Threonin 334. Geeignet für Western Blot und ELISA; reagiert mit humanem, murine und Ratten-MAPKAPK2. Ideal für Studien zu Stress-Signalübertragung, Entzündung und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9261
Gen-ID	9261
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T334 des humanen MAPKAPK2 (NP_116584.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49137
Proteinmasse	46kDa
Versand	Eisbeutel