

Anti-Phospho-Marcks-S158 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P29966

Artikelnummer: CM0001233

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für MARCKS, phosphoryliert an Ser158. Validiert für die Western Blot-Erkennung bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PKC-Signalgebung, der Dynamik des Aktin-Zytoskeletts und von Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-MARCKS-S158 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4082
GenID	4082
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Resten um S158 von menschlichem MARCKS entspricht (phospho-spezifisch)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29966
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel