

Anti-Phospho-Mek1-S298 Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q02750

Artikelnummer: CM0001071



Einführung

Phospho-MEK1-S298 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blotting und ELISA. Validiert bei Mensch und Ratte. Zielt auf humanes MEK1, das an Serin 298 phosphoryliert ist – einer wichtigen dualspezifischen Kinase in der MAPK/ERK-Signalkaskade.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-S298 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MEL; Phospho-MEK1-S298
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5604
GenID	5604
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S298 von humanem MEK1 (Q02750)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel