

Anti-Phospho-Mek2 (T394) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und If/Icc - P36507

Artikelnummer: CM0001573



Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper detektiert endogene MEK2-Spiegel nur, wenn er bei Threonin 394 phosphoryliert ist, einer kritischen Kinase im MAPK/ERK-Signalweg. Geeignet für Western Blot und Immunfluoreszenz-Anwendungen in menschlichen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK2-T394 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Phospho-MEK2-T394
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5605
Gen-ID	5605
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um T394 von menschlichem MEK2 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P36507
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel