

Anti-Phospho-Met-Y1234/1235 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P08581

Artikelnummer: CM0001305



Einführung

Anti-Phospho-MET-Y1234/1235 Kaninchen pAb von CamelBio detektiert phosphoryliertes MET (Y1234/1235) in humanen Proben mittels WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der HGF/MET-Signalübertragung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MET-Y1234/1235 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Phospho-MET-Y1234/1235
Spezies	Mensch
GeneID	4233 (human)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1234 & Y1235 von humanem MET (NP_000236.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08581
Proteingewicht	156kDa
Versand	Eistasche