

Anti-Phospho-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Mk/If/Elisa - P46734 / P52564

Artikelnummer: CM0000820

Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der die Phosphorylierung an S189 von MKK3 und S207 von MKK6 zielt. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in menschlichen und Maus-Proben, um Stress-aktivierte MAPK-Signalwege zu untersuchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Spezies	Mensch
Gen-ID	5606/5608
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S189/S207 von menschlichem MKK3/MKK6.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46734/P52564
Proteingewicht	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Versand	Eisbeutel