

Anti-Phospho-Mst1-T183+Mst2-T180 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13188 / Q13043

Artikelnummer: CM0001324



Einführung

Phosphospezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der MST1 (T183) und MST2 (T180) bei Mensch, Maus und Ratte erkennt. Ideal für WB und ELISA in der Hippo-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MST1-T183+MST2-T180 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	KRS1; MST2; KRS2; MST1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6788/6789
GenID	6788/6789
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T180/T183 von humanem MST2 (NP_006272.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13188/Q13043
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel