


Anti-Phospho-Mst1/Stk4-T387 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q13043

Artikelnummer: CM0001244



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes MST1/STK4 an T387, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung von Apoptose und dem Hippo-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MST1/STK4-T387 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	KRS2; MST1; YSK3; Phospho-MST1/STK4-T387
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6789
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T387 von humanem MST1/STK4 (NP_006273.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13043
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel