

Anti-Phospho-Mtor-S2448 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Artikelnummer: CM0001894



Einführung

Phospho-mTOR (Ser2448) Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und rattem mTOR und zielt auf einen Schlüssel-Phosphorylierungsort in der mTOR-Signalforschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-mTOR-S2448 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2475
GenID	2475
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42345
Proteingewicht	289 kDa
Versand	Eisbeutel