

Anti-Phospho-Mtor-S2448 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Artikelnummer: CM0000987



Einführung

Phospho-mTOR-S2448 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, Maus-, Ratten-mTOR bei Phosphorylierung an Serin 2448. Ideal für die Analyse des mTOR-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-mTOR-S2448 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Spezies	Mensch
GenID	2475
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S2448 des menschlichen mTOR (NP_004949.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42345
Proteingewicht	289 kDa
Versand	Eisbeutel