

Anti-Phospho-Mtor (Ser2481) Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42345

Artikelnummer: CM0001176



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen mTOR (Ser2481), validiert für WB und ELISA. Erkennt mTOR von Mensch und Maus. Ein zentrales Werkzeug für die Untersuchung der mTORC2-Aktivität, von Krebs und metabolischen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Phospho-mTOR-S2481 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2475
Gen-ID	2475
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S2481 des menschlichen mTOR (P42345).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42345
Proteinmasse	289 kDa
Versand	Eisbeutel