

Anti-Phospho-Ncf4 (P40-Phox) T154 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15080

Artikelnummer: CM0001881



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NCF4/p40-phox (T154-Phosphorylierungsstelle). Geeignet für WB und ELISA, unterstützt die Untersuchung der NADPH-Oxidase-Komplex-Aktivierung und der Phagozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NCF4/p40-phox-T154 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Phospho-NCF4/p40-phox-T154
Spezies	Human
GeneID (Human)	4689
GeneID	4689
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T154 von humanem NCF4 (NP_000622.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15080
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche