

Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S311 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0000454



Einführung

Phosphospezifisches Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen NF-κB p65 (RelA), phosphoryliert an Ser311. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu NF-κB-Signaltransduktion, Entzündung und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB p65/RelA-S311 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S311
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5970
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S311 des menschlichen RelA (NP_068810.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel