

Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (S536) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0001427



Einführung

Phospho-spezifischer, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NF-κB p65, phosphoryliert an Ser536. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Untersuchung der NF-κB-Aktivierung bei Entzündungen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFκB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S536
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5970
Gen-ID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S536 des humanen NF-κB (NP_068810.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel