

Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0001723



Einführung

Hochwertiger Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum NF-κB-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S536
Spezies	Mensch
GenID	5970
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um S536 von humanem RelA (NP_068810.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel