

Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0000695



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes NF-kB p65/RelA an Ser468. Validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Entzündungs-, Immun- und Krebs-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-kB p65/RelA-S468 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
Spezies	Human
GeneID (Human)	5970
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S468 von humanem RELA (NP_068810.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q04206
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel