


Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0001248



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die S529-Phosphorylierungsstelle von humanem NF-κB p65 (RelA), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für die Untersuchung der NF-κB-Signalübertragung bei Entzündungen, Immunität und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5970
GeneID	5970
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S529 von humanem NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04206
Protein-Gewicht	60 kDa
Versand	Kühltasche