

## Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T435 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04206

Artikelnummer: CM0001187



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes NF-kB p65 (RelA) an Thr435. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die NF-kB-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Details                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-NF-kB p65/RelA-T435 Kaninchen pAb                                    |
| Bemerkungen/Alias | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T435                       |
| Spezies           | Human                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 5970                                                                         |
| Gen-ID            | 5970                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T435 von humanem RelA (NP_068810.3) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                    |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                  |
| SWISS             | Q04206                                                                       |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                    |