


Anti-Phospho-Nf-Kb2-S866 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Artikelnummer: CM0001456



Einführung

Der Phospho-NF-κB2-S866 Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt spezifisch endogen phosphoryliertes NF-κB2 p100/p52 an Ser866. Ideal für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA Anwendungen in menschlichen und Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NF-κB2-S866 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4791
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S866 von humanem NF-κB2 (NP_001070962.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00653
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel