

Anti-Phospho-Nfkb1-S337 Kaninchen Mak Für Wb, Elisa - P19838

Artikelnummer: CM0000738



Einführung

Phospho-NFKB1-S337 Kaninchen monoklonaler Antikörper erkennt endogene Spiegel von NFKB1 nur wenn es an Serin 337 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot und ELISA in humanen Proben – ideal für Entzündungs- und Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-NFKB1-S337 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4790
Gen-ID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S337 des menschlichen NFKB1 (NP_001158884.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19838
Proteingewicht	85kDa/105kDa
Versand	Eisbeutel