

Anti-Phospho-Nfkb1-S893 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc - P19838

Artikelnummer: CM0000944



Einführung

Phospho-spezifischer, polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen NFKB1 p105, das an S893 phosphoryliert ist. Validiert für Immunfluoreszenz/Immunzytochemie in humanen Proben. Unterstützt die Forschung zu NF- κ B-Signalwegen, Entzündungen und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NFKB1-S893 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF- κ B; CVID12; NF- κ B1; NFKB-p50; NF κ ppaB; NF- κ ppaB; NFKB-p105; NF- κ ppa-B1; NF- κ ppabeta; Phospho-NFKB1-S893
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4790
GeneID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid, das die Region um S893 des humanen NFKB1 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19838
Protein-Gewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel