

Anti-Phospho-Nfkb1 (S932) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P19838

Artikelnummer: CM0000536



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch NFKB1 erkennt, das an Serin 932 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot bei humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die NF-kB-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NFKB1-S932 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S932
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4790
GenID	4790
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S932 von humanem NFKB1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19838
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel