

Anti-Phospho-Nmdar1-S890 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05586

Artikelnummer: CM0000533



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen polyklonaler Antikörper zum Nachweis von an Ser890 phosphoryliertem NMDAR1. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung der NMDA-Rezeptor-Signaltransduktion bei synaptischer Plastizität und Neuropathologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NMDAR1-S890 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S890
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2902
Gen-ID	2902
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S890 von menschlichem NMDAR1 (NP_015566.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q05586
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel