

Anti-Phospho-Nmdar1 (S896/S897) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05586

Artikelnummer: CM0001674



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Ser896/Ser897 von humanem NMDAR1 (GluN1). Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur synaptischen Plastizität und NMDA-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NMDAR1-S896/S917 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
Spezies	Human
GeneID (Human)	2902
GeneID	2902
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S896 & S897 von humanem NMDAR1 (NP_015566.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05586
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche