


Anti-Phospho-Npm1-T199 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06748

Artikelnummer: CM0001752



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper zum Nachweis von phosphoryliertem NPM1 an Thr199 in humanen Proben. Geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Nucleophosmin-Phosphorylierung bei der Ribosomenbiogenese, Zentrosomenduplikation und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NPM1-T199 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	B23; NPM; Phospho-NPM1-T199
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4869
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T199 des humanen NPM1 (NP_001032827.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06748
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eispackung