


## Anti-Phospho-Nrf2-S40 Kaninchen Mab Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16236

Artikelnummer: CM0000880



### Einführung

Phospho-NRF2-S40 Kaninchen mAb detektiert phosphoryliertes NRF2 (Ser40) bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress und Zytoprotektion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-NRF2-S40 Kaninchen mAb                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                      |
| Gen-ID            | 4780 (Mensch)                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich der S40 des humanen NRF2 (Q16236) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                   |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                         |
| SWISS             | Q16236                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 68 kDa                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                   |