


Anti-Phospho-Nrf2-S40 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q16236

Artikelnummer: CM0001974



Einführung

Phospho-NRF2-S40 Kaninchen-mAb detektiert phosphoryliertes NRF2 in Human, Maus und Ratte. Geeignet für WB, IF, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von oxidativem Stress und zytoprotektiven Genen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NRF2-S40 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Spezies	Human
GeneID	4780
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S40 von humanem NRF2 (Q16236)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16236
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eistasche