


Anti-Phospho-Nrf2-S40 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

Artikelnummer: CM0000604



Einführung

Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, erkennt dieser kaninchenpolyklonale Antikörper menschliches NRF2, das an Serin 40 phosphoryliert ist. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Forschung zu oxidativem Stress, Redox-Signalisierung und Zytoprotektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NRF2-S40 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
Spezies	Mensch
Gen-ID (menschlich)	4780
Gen-ID	4780
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S40 von menschlichem NRF2 (NP_006155.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16236
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel