

Anti-Phospho-Nukleolin-T76 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P19338

Artikelnummer: CM0001614



Einführung

Phospho-Nukleolin-T76 Kaninchen-monoklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem Nukleolin, das an T76 phosphoryliert ist. Validiert für IHC-P und ELISA. Unterstützt die Forschung zur Ribosomenbiogenese und Chromatin-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Nukleolin-T76 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C23; Nsr1; Phospho-Nukleolin-T76
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4691
GeneID	4691
Immunogen	Synthetisches Peptid, das Resten um T76 von humanem Nukleolin entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19338
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel