


Anti-Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

Artikelnummer: CM0000843



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes p38 MAPK (T180/Y182). Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Stress- und Entzündungssignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Spezies	Mensch
GenelD (Human)	5600/6300/5603/1432
GenelD	5600/6300/5603/1432
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T180 & Y182 von humanem MAPK (NP_002742.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Protein-Gewicht	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel